

Аллерген из пыльцы полыни, аллергоид пыльцевой полыни горькой и референс-аллерген амброзии с помощью буферного раствора для сорбции разводят до концентрации белкового азота, равной 1000 ± 250 PNU/мл.

Референс-аллерген в объеме 100 мкл вносят в первые два вертикальных ряда планшета. В лунки вертикального ряда 3 вносят раствор аллергена из пыльцы полыни в объеме 100 мкл, ряда 4 вносят раствор аллергоида пыльцевого полыни в объеме 100 мкл (схема заполнения планшета приведена в табл. 3).

Таблица 3 – Схема заполнения планшета

	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
<i>A</i>	КК	А	АС	АС								
<i>B</i>	КК	А	АС	АС								
<i>C</i>	КК	В	АС	АС								
<i>D</i>	КК	В	АС	АС								
<i>E</i>	КК	С	АС	АС								
<i>F</i>	КК	С	АС	АС								
<i>G</i>	КК	Д	ОС	ОС								
<i>H</i>	КК	Д	ОС	ОС								
	Референс-аллерген	Референс-аллерген	Аллерген полыни	Аллергоид полыни								

Примечание: 1,2,3,4 – ряды лунок планшета;

КК – контроль конъюгата - «холостая» проба;

А, В, С, Д – растворы референс-сыворотки;

АС – аллерген-специфическая сыворотка (положительный контроль);

ОС – отрицательная сыворотка (отрицательный контроль);

Планшет закрывают крышкой и инкубируют 16–18 ч при температуре $(8 \pm 1)^\circ\text{C}$ в холодильнике.

Во все лунки 1 вертикального ряда (контроль конъюгата) вносят по 100 мкл раствора № 1, в оставшиеся лунки остальных рядов – по 50 мкл этого же раствора.

Во 2 ряд вносят по 50 мкл растворов референс-сыворотки: в лунки А,