

течение 15 мин, после чего хранят при температуре $5\pm 3^{\circ}\text{C}$ и используют в течение 6 ч.

6. Комплемент морских свинок. Готовят пул сыворотки из крови не менее 10 морских свинок. Сыворотку отделяют от сгустка крови центрифугированием при температуре 4°C . Хранят в небольших количествах при температуре ниже минус 70°C .

7. Приготовление раствора комплемента, содержащего $100 \text{ CH}_{50}/\text{мл}$. В зависимости от исходной активности комплемента 1 мл раствора комплемента разбавляют буферным раствором до содержания $100 \text{ CH}_{50}/\text{мл}$.