

Таблица 3 – Физиолого-биохимические свойства производственных штаммов бактерий *E. coli*

Свойства	Штаммы бактерий вида <i>Escherichia coli</i>			
	<i>E. coli</i> M-17	<i>E. coli</i> Г-35-1/59	<i>E. coli</i> Г-35-1/60	<i>E. coli</i> Г-35-1/61
Ферментирует:				
сорбит	+	+	+	+
арабинозу	+	+	+	+
лизин	+	+	+	+
сахарозу	+	+	+/-	-
инозит	-	-	-	-
Ферментирует с образованием кислоты и газа:				
глюкозу	+	+	+	+
лактозу	+	+	+/-	+
мальтозу	+	+	+	+
маннит	+	+	+	+
Образует:				
индол	+	+	+	+
сероводород	-	-	-	-
Разжижает желатин	-	-	-	-
Гидролизует мочевины	-	-	-	-
Гемолитическая активность	-	-	-	-
Адгезивная активность	+	+	+	+
Антагонистическая активность (зоны задержки роста тест-штаммов на агаризованной среде Гаузе №2, мм)	не менее 10	не менее 10	не менее 10	не менее 10

Примечание: «+» положительный; «-» отрицательный; «+/-» замедленно положительный.