

объём раствора растворителем до метки и фильтруют через мембранный фильтр с размером пор 0,45 мкм, отбрасывая первые порции фильтрата.

Раствор сравнения А. 5,0 мл стандартного раствора («Количественное определение») помещают в мерную колбу вместимостью 25 мл и доводят объём растворителем до метки. 1,0 мл полученного раствора помещают в мерную колбу вместимостью 25 мл и доводят объём растворителем до метки.

Раствор сравнения Б. Около 2 мг (точная навеска) стандартного образца примеси А кетопрофена помещают в мерную колбу вместимостью 20 мл, прибавляют 15 мл растворителя, выдерживают в ультразвуковой ванне в течение 6 ± 1 мин, охлаждают до комнатной температуры и доводят объём раствора растворителем до метки (исходный раствор примеси А). 1,0 мл полученного раствора помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл и доводят объём раствора растворителем до метки.

Раствор сравнения В. Около 2 мг (точная навеска) стандартного образца примеси С кетопрофена помещают в мерную колбу вместимостью 20 мл, прибавляют 15 мл растворителя, выдерживают в ультразвуковой ванне в течение 6 ± 1 мин, охлаждают до комнатной температуры и доводят объём раствора растворителем до метки (исходный раствор примеси С). 1,0 мл полученного раствора помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл и доводят объём раствора растворителем до метки.

Раствор сравнения Г. Около 25 мг (точная навеска) стандартного образца кетопрофена помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл, прибавляют 50 мл растворителя, выдерживают в ультразвуковой ванне в течение 6 ± 1 мин, охлаждают до комнатной температуры, прибавляют 1,0 мл исходного раствора примеси А и 1,0 мл исходного раствора примеси С и доводят объём раствора растворителем до метки.

Раствор сравнения Д. 1,0 мл стандартного раствора («Количественное определение») помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл и доводят объём раствора растворителем до метки. 1,0 мл полученного раствора