

• Дрожжевой аутолизат с содержанием аминного азота ($0,15 \pm 0,03$) %	50,0 мл
• Пептон сухой ферментативный	10,00 г
• Гидролизат обезжиренного молока	500,0 мл
• Полисорбат 80	1,00 мл
• Глюкоза	20,00 г
• Агар микробиологический	1,00 г
• Вода очищенная	до 1000 мл

Значение pH готовой среды ($6,4 \pm 0,2$). Питательную среду разливают в пробирки по 10 мл и стерилизуют при температуре (120 ± 2) °C в течение (15 ± 1) мин. Срок хранения питательной среды 2 мес при температуре от 2 до 8 °C или не более 1 мес при температуре от 18 до 25 °C.

Среда МРС-4

В 200 мл воды очищенной последовательно растворяют:

• Марганец сернокислый	0,05 г
• Цистеин солянокислый или L-цистин	0,10 г
• Магний сернокислый	0,200 г
• Калий фосфорнокислый двузамещенный 3-водный	2,00 г
• Аммония цитрат	2,00 г
• Натрия ацетат	5,00 г
• Печеночный экстракт (1:1)	100,0 мл
• Дрожжевой аутолизат с содержанием аминного азота ($0,15 \pm 0,03$) %	50,0 мл
• Пептон сухой ферментативный	10,00 г
• Гидролизат обезжиренного молока	500,0 мл
• Полисорбат 80	1,00 мл
• Глюкоза	20,00 г
• Агар микробиологический	19,0 г

Доводят объем среды водой очищенной до 1000 мл (pH $6,4 \pm 0,2$).