

- Натрия азид 0,1 г

Среду перемешивают, разливают в пробирки по 10 мл и стерилизуют при температуре $(112 \pm 5)^\circ\text{C}$ в течение (20 ± 1) мин. Срок хранения питательной среды 1 мес при температуре от 2 до 8°C .

Среда Гаузе №2 агаризованная

- Бульон Хоттингера¹⁾ с содержанием аминного азота 700 мг% 30 мл
- Пептон сухой 5 г
- Натрия хлорид 5 г
- Глюкоза 10 г
- Агар микробиологический 30 г
- Вода очищенная до 1000 мл

Примечание

Приготовление бульона Хоттингера (содержание аминного азота 700 мг%).

- Гидролизат Хоттингера 24,0 г
- Натрия хлорид 5,0 г
- Вода очищенная до 1000 мл

Стерилизация в автоклаве при температуре $(112 \pm 5)^\circ\text{C}$ в течение (20 ± 1) мин. Срок хранения питательной среды в течение 6 мес при температуре от 2 до 8°C в стерильных герметичных контейнерах (флаконах).

Полусинтетическая среда с дрожжевым диализатом агаризованная

- Марганец хлористый 4-водный или марганец сернокислый 0,01 г
- Железо(III) сернокислое 7-водное 0,01 г
- Магний сернокислый 7-водный или магния хлорид 6-водный 0,1 г
- Кальция хлорид 0,08 г
- Пептон сухой 0,5 г
- Дрожжевой диализат с содержанием азота аминного 150 мг % 5,0 мл
- Глюкоза 10,0 г
- Агар микробиологический 20-30 г
- Вода очищенная до 1000 мл.

Стерилизация в автоклаве при температуре $(112 \pm 5)^\circ\text{C}$ в течение (20 ± 1) мин. Срок хранения питательной среды 6 мес при температуре от 2 до 8°C